




HI-MASK 3 3PLY EARLOOP MASK PLUS



PT. Maja Bintang Indonesia
Laboratory Equipment




SEKALI PAKAI



3 LAPIS FILTER



NYAMAN




NON-WOVEN
MATERIAL

3 LAPISAN FILTER

NON-WOVEN + MELT BLOWN +NON-WOVEN

Melindungi Sistem Pernapasan dari Debu, Bakteri, Dan Virus



KEMENKES RI AKD 21603020464

NO IPAK FK.01.01/VI/1933-E/2020

PERBANDINGAN BERAT MASKER HI-MASK DENGAN MERK LAIN



Hi-Mask 4.1g



Mask Biasa 1.9g

Wire Frame rapat sehingga uap tidak keluar saat menggunakan kaca mata

UKURAN



CARA PENGGUNAAN



- 01** Perhatikan sisi masker, biasanya masker memiliki 2 sisi warna hijau/biru dan putih gunakan warna putih untuk bagian dalam dan menempel pada kulit
- 02** Letakan garis kawat di bagian hidung anda
- 03** Setelah masker terpasang, tekan garis kawat agar mengikuti bentuk hidung sehingga tidak tersisa celah antara masker dan wajah anda

SERTIFIKASI





Jl. Setu Cipayung No.32, Cipayung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13870 Indonesia. Phone.021 84304853 Email. mbi@majabintang.com
www.majabintang.com